

wellion[®]

MICRO-PUMP

INSULINPUMPEN-SYSTEM




KLEIN - LEICHT - DISKRET

wellion[®] **MICRO-PUMP** **INSULINPUMPEN-SYSTEM**

FREIHEIT & LEBENSQUALITÄT

Du entscheidest, wo du deine Pumpe tragen möchtest!



Vorderseite

Rückseite

Die **schlauchlose** Wellion MICRO-PUMP kann an vielen verschiedenen Körperstellen, passend zu deinem Tagesplan oder Outfit, getragen werden. (z.B. Bauch, Oberarm, Oberschenkel, unterer Rücken,...).

ALLES IM BLICK

Mit dem **drahtlosen Portablen Diabetes Assistent (PDA)** lässt sich Diabetes perfekt steuern. Er hilft dir dabei, deinen Insulinbedarf zu decken und erfasst gleichzeitig wichtige Daten, die deinen Diabetes betreffen.


Mit dem **integrierten Blutzuckermessgerät** kannst du jederzeit deinen Blutzuckerspiegel bestimmen und der integrierte Bolusrechner berechnet eine vorgeschlagene Bolusmenge.



Ihre ÖSTERREICHISCHE Gesundheitsmarke

DISKRET INSULIN VERABREICHEN

Durch das **kleine und flache Design** und die passende Körperstelle kann die Insulinpumpe auch ganz diskret getragen werden.



Diskrete Insulinabgabe mit der **Schnellbolus-Taste** direkt an der Pumpe.
Schrittgröße pro Tastendruck: 0,1-2U



← Schnellbolus-Taste

wellion[®] **MICRO-PUMP** **INSULINPUMPEN-SYSTEM**

INNOVATIVE DIABETES-STEUERUNG

Wellion MICRO-PUMP - das Beste von Patch-Pump und traditioneller Insulinpumpe.

Der PDA besticht durch seine **intuitive Menüführung** und ermöglicht ein ausführliches **Datenmanagement** durch die maßgeschneiderte App.



RESSOURCEN-SCHONEND UND GENAU

Durch den **wiederaufladbaren Akku** der Wellion MICRO-PUMP muss lediglich das Infusionsset spätestens alle 72 Stunden ausgetauscht werden. Die Pumpe selbst kann bis zu 4 Jahre verwendet werden.

Die neueste Technologie der Wellion MICRO-PUMP ermöglicht eine präzise Insulindosierung beginnend bei 0,025 U.

BLUTZUCKERMESSGERÄT IMMER DABEI

Das **Wellion® MICRO-PUMP** System besteht aus zwei Teilen:
schlauchlose Pumpe und Portabler Diabetes Assistent (PDA)



wellion[®]

MICRO-PUMP

INSULINPUMPEN-SYSTEM

VORTEILE AUF EINEN BLICK

Bolusschritte:	0.025 / 0.05 / 0.5 / 0.1 / 1U
Maximaler Bolus:	35U
Verzögerter Bolus:	% oder U
Basal:	7 Basalprogramme 6 oder 24 Einheiten
Maximale Basalrate:	35 U/h
Temporäre Basalrate:	% oder U
Bolusrechner:	Aktives Insulin
	48 Bereiche für Zielblutglukosewert
	48 Bereiche für das Verhältnis Insulin:Kohlenhydrate
	48 Bereiche für Korrekturfaktor
Alarmbenachrichtigungen:	Ton, Licht, Vibration
Blutzuckerteststreifen:	Wellion MICRO Teststreifen
Probenmenge:	0,5 µL
Messdauer:	5 Sekunden



PDA



MICRO-PUMP



Reservoir



Pumpen-Basis




Kanüle

VERBRAUCHSMATERIALIEN



INSULIN RESERVOIR

Die Reservoir-Verpackung beinhaltet:



Die Maximalkapazität des Reservoirs ist **2,0 ml** → 200 Einheiten U-100 Insulin



PUMPENBASIS

- Einwegartikel
- Dehnbar
- Atmungsaktiv



KANÜLE

- 90° Soft Kanüle
- 6mm / 9mm Länge
- Einzigartiges Design



Infusionsstellen:

- Bauch
- Oberarm
- Innenseite der Oberschenkel
- Unterer Rückenbereich
- Hüfte

Die schlauchlose Pumpe ist klein, sehr leicht und kann **durchgehend bis zu 3 Tage Insulin abgeben** dann muss die Kanüle und bei Bedarf das Reservoir gewechselt werden.

Patienten können ihr Leben individuell gestalten:
bei der Bewegung, beim Schlafen, beim Spielen oder beim Sport

EINFACH STARTEN



1. Reservoir befüllen



2. Infusionsset anbringen



3. Pumpe befestigen



4. Steuerung mittels PDA

wellion® **MICRO-PUMP**

INSULINPUMPEN-SYSTEM



Ihre
ÖSTERREICHISCHE
Gesundheitsmarke

DIE VORTEILE VON PATCH-PUMP UND TRADITIONELLER INSULINPUMPE



Diskret



72-stündige Insulinabgabe



Schlauchlos



Hoher Tragekomfort



Datenmanagement



Flexible Lebensweise



Benutzerfreundlicher PDA



Sicher und zuverlässig



Weniger Injektionen

Service und Vertrieb:



MED TRUST Handelsges.m.b.H.

Gewerbepark 10

7221 Marz, AUSTRIA

www.medtrust.at & www.wellion.at

Tel.: +43 2626 64 190

Fax: +43 2626 64 190 - 77

E-Mail: office@medtrust.at